



Be Right™



FerroVer Eisen Reagenz, Accuvac, 0,02-3,00 mg/L Fe

Artikel-Nr.: 2507025
EUR Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb 1 Woche

Gefahrstoffe



Ampullen mit vordosierten Reagenzien für eine Bestimmung, können direkt als Messküvette verwendet werden.

Für die Bestimmung von Eisen nach der 1,10 Phenanthrolin-Methode.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Anzahl Bestimmungen: | 25 |
| EPA konform: | Ja |
| Messbereich: | 0,02 - 3,00 mg/L Fe |
| Methode: | FerroVer |
| Methode (Nummer): | 8008 |
| Parameter: | Eisen |
| Plattform: | Accuvac |
| Volumen / Packungsgröße: | St. |