



Be Right™



## Fluorid Reagenz, Accuvac, 0,02-2,00 mg/L F

Artikel-Nr.: 2506025  
EUR Preis: Kontakt  
Verfügbar

Gefahrstoffe



Ampullen mit vordosierten Reagenzien für eine Bestimmung, können direkt als Messküvette verwendet werden. Für die Bestimmung von Fluorid nach der SPADNS-Methode. 25 St.

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
EPA konform:	Ja
Fußnote:	Methods on DR/890 and DR/850 are not EPA approved. *Distillation may be required for USEPA reporting
Messbereich:	0,02 - 2,00 mg/L F <sup>-</sup>
Messgerät:	Alle außer DR/820
Methode:	SPADNS
Methode (Nummer):	8029
Parameter:	Fluorid
Plattform:	Accuvac
Volumen / Packungsgröße:	25 /pk