



Be Right™



## Titration-Anwendungs-Paket Getränke: pH-Wert und Gesamt-Säuregehalt in Erfrischungsgetränken, Bier und Kombucha, zwei 25 mL Spritzen

Artikel-Nr.: AP0026.AT1222

EUR Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb 1 Woche

Anwendungs-Paket für die Bestimmung von pH-Wert und Gesamt-Säuregehalt in Erfrischungsgetränken, Bier und Kombucha. Geeignet für den automatischen Titrator der Titralab AT1000 Serie, Modell AT1222.

---

### Technische Daten

Anwendung:	Food & Beverage
Kompatible Geräte:	AT1222
Parameter:	pH-Wert, Gesamt-Säuregehalt
Syringe:	Double
Typ:	Application Pack

---

### Inhalt

Dieses Anwendungs-Paket enthält eine pH-Elektrode, einen USB-Stick mit vorprogrammierten Anwendungen, Messbecher aus Polypropylen, Magnetrührstäbe, Flaschenstopfen, einen konischen Adapter und zwei (2) 25 mL Hochpräzisionspritzen aus Glas mit Spritzenringen. Das AT1000 Gerät und die Reagenzien sind separat erhältlich.

---

### Erforderliches Zubehör

- Titralab AT1000 Serie Potentiometrischer Titrator, 2 Büretten, 2 Pumpen (Item AT1222.98)