



Be Right™



Beckenrandbefestigung für NITRATAX, Wandmontage, 10 cm

Artikel-Nr.: LZY714.99.53220

EUR Preis: Kontakt

Verfügbar

Edelstahl Beckenrandbefestigungs-Set für NITRATAX Sensor, Wandmontage. Inkl. 10 cm Edelstahlklammer und 2 m Edelstahl-Stange.

Geeignet für NITRATAX plus (LXV417.99.x0001) und NITRATAX clear (LXV420.99.50001).

Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur die tragenden Teile: 6.4 kg
Länge:	Pfosten: 2000 mm
Material:	Medienberührende Teile: Rohr Edelstahl 1.4301; Sondenadapter Edelstahl 1.4308; Dichtungen EPDM; Schraubenset Edelstahl
Messgerät:	Geeignet für alle NITRATAX Sonden.