



Be Right™



Buffer Solution, pH 10.01 (NIST), color-coded blue, 4L

Artikel-Nr.: 2283656

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

pH Buffer standard solutions for laboratory and field analyses

Qualitäts Puffer-Lösung mit blauer Farbkodierung zur einfachen Identifikation. Rückführbar auf NIST. pH = 10,01 ± 0,02 bei 25 °C.

For pH meter standardization. Color-coded for easy identification. pH is ± 0.02 at 25°C. 4 Liters

Traceable to NIST standard reference materials

Whether in the laboratory or in the field, always perform measurement results you can trust is essential. The quality of the standard pH Buffer Solutions that are used are key.

Design for use with Hach meters portfolio and other meters.

The basis for accurate pH measurements is good care and calibration of the pH Electrode.

Reliable packaging

Supplied in an airtight packaging ensuring guaranteed shelf-life.

Technische Daten

Beschreibung:	Buffer Solution (color-coded Blue) (NIST)
Farbkodierung?:	Ja
Gebindeeinstellungen:	Bottle
Haltbarkeit:	12 months
Konzentration:	10,01 ± 0,02 pH
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C (protect from light)
pH Wert(e):	10.01
Region:	EU
Rückführbar auf NIST :	Ja
Volumen:	4L
Volumen / Packungsgröße:	4 L