



Be Right™



Pufferlösung, pH 1,09, 500 mL

Artikel-Nr.:

S11M009

EUR Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



pH-Puffer-Standardlösung für die Kalibrierung von pH-Elektroden, mit Analysezertifikat*. Farblose pH-Pufferlösung, der pH-Wert ist $1,09 \pm 0,02$ bei 25 °C. 500 mL Flasche

*steht auf www.hach.com: Support/Service, Menüpunkt „Analysezertifikat“ (Certificate of Analysis) zum Herunterladen zur Verfügung. Dazu werden die Artikelnummer und die Chargennummer benötigt.

Technische Daten

Bemerkungen:	Beobachtete Haltbarkeit nach dem Öffnen, bei empfohlener Lagerung und Verwendung: 3 Monate
Beschreibung:	pH-Puffer-Kalibrierreagenz
Farbkodierung?:	Nein
Gebindeeinstellungen:	Flasche
Haltbarkeit:	18 Monate
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C (vor Licht schützen)
pH Wert(e):	pH-Wert $1,09 \pm 0,02$ bei 25 °C
Region:	EU
Rückführbar auf NIST :	Ja
Volumen / Packungsgröße:	500 mL