



Be Right™



## Ammonium-Standardlösung, 1 mg/L, 500 mL

Artikel-Nr.: 189149

EUR Preis: Kontakt

Verfügbar

### Standardlösungen für ionenselektive Elektroden (ISE), für Laboranalysen

Mono-Parameter Standard für die Analytische Qualitätskontrolle (NIST)

#### Auf NIST-Standardreferenzmaterialien rückführbar

Es kommt immer darauf an, dass Sie Ihren Messergebnisse vertrauen können. Die Qualität der verwendeten Standardlösungen ist von entscheidender Bedeutung.

#### Für die Verwendung mit Messgeräten aus dem Hach Portfolio und mit anderen Messgeräten entwickelt

Grundlegend für genaue ISE-Messungen ist, dass die ionenselektive Elektrode gut gepflegt und gewartet wird.

#### Zuverlässige Verpackung

In einer luftdichten Verpackung zur Sicherstellung der garantierten Haltbarkeit

---

### Technische Daten

Bemerkungen:	Haltbarkeit nach dem Öffnen, bei empfohlener Lagerung und Verwendung: 3 Monate
Gebindeeinstellungen:	Flasche
Haltbarkeit:	5 Jahre
Konzentration:	1,00 mg/L $\pm$ 0,03 mg/L NH <sub>3</sub> -N (NIST)
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C (vor Licht schützen)
Parameter:	Ammonium
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	500 mL