



Be Right™



## Teststreifen, gelöstes Eisen (gesamt), 0 - 5 mg/L, 25 Tests

Artikel-Nr.: 2745325  
EUR Preis: Kontakt  
Verfügbar

Gefahrstoffe



In der Siedlungswasserwirtschaft kann Eisen einen großen wirtschaftlichen Schaden anrichten, indem es Wäsche und Armaturen verschmutzt und in Getränken einen unangenehmen Geschmack hervorruft. Bei der Wasserversorgung für die kommerzielle Getränkeproduktion ist ein niedriger Eisengehalt von entscheidender Bedeutung. Die Teststreifen von Hach bieten das am einfachsten zu verwendende Verfahren zur Bestimmung von Eisenkonzentrationen im niedrigen bis mittleren Messbereich. Techniker vor Ort können viele Proben in nur wenigen Minuten testen und eine sofortige Beurteilung vor Ort vornehmen. Keine Messgeräte, Vorbereitung, Reinigung oder Handhabung von Chemikalien erforderlich. Die Teststreifen von Hach werden auch in Labors auf der ganzen Welt für Vor-Screenings verwendet, um festzustellen, ob Materialien vorhanden sind, die die Labortests beeinträchtigen könnten. Enthält 25 Tests.

**Einfach anzuwenden, für den Einmalgebrauch vorgesehen und preiswert**

**Eine hervorragende Möglichkeit, schnelle, quantitative Antworten vor Ort oder im Labor zu erhalten**

### Technische Daten

Einheiten:	25 Tests
Kleinste mögliche Schritte:	Abstufungen: 0, 0,15, 0,3, 0,6, 1, 2, 5 ppm
Messbereich:	0 - 5 ppm Fe
Parameter:	Eisen, mittlerer Messbereich
Plattform:	Teststreifen
Test-Kit Modell:	Teststreifen