



Be Right™



Digital titrator assembly

Artikel-Nr.: 1690002
EUR Preis: Kontakt
Verfügbar

Portabler, robuster Handtitrator für schnelle und präzise Titrationsen. Hohe Auflösung (125 µL/digit) und hohe Genauigkeit (±1%). Einfache Handhabung. Applikationen für über 40 Parameter mit vorkonfektionierten Reagenzkartuschen.

Richtige Ergebnisse - zu jeder Zeit, an jedem Ort

Schnell und flexibel

Vielseitig

Ökonomisch

Technische Daten

Enthaltenes Zubehör: Nein
Lieferumfang: Digital Titrator device only