



Be Right™



Büchner-Trichter, Polypropylen, Volumen ca. 186 mL

Artikel-Nr.: 2090553
EUR Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Leichtgewichtig, aus langlebigem Polypropylen, einfache Reinigung durch entfernbare Filterplatte, chemikalienbeständig. Vollständig autoklavierbar. Stopfen separat erhältlich.

Fassungsvermögen: 186 mL

Innendurchmesser am oberen Ende: 76 mm

Außendurchmesser des Stiels: 11 mm

Länge des Stiels: 71 mm

Gesamthöhe: 146 mm

Geeignet für Filterpapier der Größe: 70 mm

Autoklavierbar: bis zu 135 °C

Technische Daten

Durchmesser:	11 mm (Stiel)
Innendurchmesser:	76 mm
Kapazität:	186 mL
Länge:	Stiel: 65 mm
Volumen / Packungsgröße:	1 each