



Be Right™



Filter, Glasfaser, Porengröße 0,7 µm, Durchmesser 47 mm, 100 Stück

Artikel-Nr.: 2513801

EUR Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Glasfaserfilter ideal für Schwebstoffe in Wasser und Abwasser. Zudem ideal für TCLP-Analysen. Filter können Temperaturen von 550 °C standhalten.

Technische Daten

Durchmesser:	47 mm
Material:	Glas-Mikrofaser
Porengröße:	0,7 µm
Volumen / Packungsgröße:	100 /Packung