



Be Right™



Inkubator, Wasserbad, 220 V AC

Artikel-Nr.: 2616302

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Die Temperaturkalibrierung ist einfach. Doppelwandiger Aufbau aus Edelstahl, mit polymerbeschichtetem Tank; die Luftmantelheizung eliminiert Hot Spots. Eingelassenes Heizelement verhindert Einbrennen. Die leistungsstarke Kreislumpumpe erbringt eine starke Zirkulation

bei geringer Turbidität. Kapazität: 22,1 Liter. Abmessungen außen: 35,6 x 72,4 x 24,1 cm. Abmessungen innen: 29,2 x 49,5 x 15,2 cm. Temperaturbereich: 5 °C über Umgebungstemperatur bis 70 °C; mit Abdeckung 100 °C.

Temperaturkonstanz: $\pm 0,1$ ohne Abdeckung bei 37 °C.

Luftmantelheizung

Eliminiert Hot Spots, für eine gleichmäßigere Wärmeverteilung

Leicht zu reinigender Innenraum

Innen aus rostfreiem Stahl

Behält die Temperatur und die Genauigkeit bei

Temperaturkonstanz von $\pm 0,1$ °C bei 37 °C.

Eingelassenes Heizelement

Verhindert Einbrennen, daher lange Lebensdauer des Geräts

Technische Daten

Spannungsversorgung (Volt): 220 V

Volumen / Packungsgröße: Je 1

Inhalt

Umfasst: Wasserbad, Giebelabdeckung, Netzkabel und Bedienungsanleitung.