



Be Right™



Verlängerungsrohr aus Edelstahl, 1,0 m

Artikel-Nr.: LZY714.99.00030

EUR Preis: Kontakt

Verfügbar

Verlängerungsrohr, 1,0 m, geeignet für LZY714.99.xxx20 Stangen-Befestigungslösungen.

Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur Verlängerungsrohr: 2,5 kg
Länge:	1000 mm
Material:	Edelstahlrohr 1.4301; Dichtung aus EPDM; Schraubensatz aus Edelstahl.
Messgerät:	Sonatax sc