



**Be Right™**



## Hach Labcom Easy Software Sension+ GLP

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>LZW8997.99</b>
EUR Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Labcom Easy Software für den Zugriff auf Daten von Sension+ GLP Geräten über einen PC. Kit enthält CD und Kabel mit 9-poligem Anschluss und USB-Adapter.

Grafische Online-Ansicht des Messwerts

Personalisierte Ergebnistabelle; der Benutzer wählt die angezeigten Informationen aus

Speicherung der Kalibrier- und Messergebnisse in einer Datenbank mit der Möglichkeit, die Daten jederzeit einzusehen oder auszudrucken.

Gedruckter Bericht einzelner Proben- oder Ergebniszusammenfassungen für mehrere Proben

Datenexport nach Excel

### **Bequeme Datenverwaltung.**

Labcom Easy ermöglicht die Erfassung und Verwaltung der von Sension+ Laborgeräten erhaltenen Ergebnisse.