



Be Right™



Conductivity cell 5390 with PT1000, k=0.1, 100 °C, MP-5, ½"

Artikel-Nr.: LZU5390.97.0002

EUR Preis: Kontakt

Anrufen für Liefertermin

Conductivity cell 5390 + PT1000 A.T.C., for pipe, in titanium, PVDF and stainless steel, 0,1...10000 µS/cm, 0...100 °C. MP-5 connector, ½" thread.

Technische Daten

Durchmesser:	12 mm
Kabelverbindung:	MP-5
Länge:	50 mm
Material:	Measuring Cell: Titanium
Messbereich:	0.10 - 10.000 mg/L (µS/cm)
Temperatur-Kompensation:	0 - 100 °C
Temperaturbereich:	Pt 1000