



Be Right™



Leitfähigkeitszelle 5398 mit PT1000, $k = 0,3$, 80 °C, MP-5, Pg 13,5

Artikel-Nr.: LZU5398.97.0002
EUR Preis: Kontakt
Anrufen für Liefertermin

Leitfähigkeitszelle 5398 + PT1000 ATC, Titan, $k = 0,3$, 0,5 - 80.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 0 - 80 °C. MP-5-Anschluss, Pg 13,5 Gewinde.

Technische Daten

Durchmesser:	12 mm
Kabelverbindung:	MP-5
Länge:	110 mm
Material:	Messzelle: Titan
Messbereich:	0,50 - 80.000 mg/L ($\mu\text{S}/\text{cm}$)
Temperatur-Kompensation:	0 - 80 °C
Temperaturbereich:	PT1000