



Be Right™



EVITA OXY 1100 Membran 50 µm für Sauerstoff-Sensor, 5 Stück

Artikel-Nr.: 085G0026
EUR Preis: Kontakt
Verfügbar

Empfohlen für Messbereich 0,1-10 mg/L DO.

Technische Daten

Ansprechzeit:	22 s
Bemerkungen:	Der benutzte EVITA OXY 1100 Sensor ist als normaler Industrieabfall zu entsorgen
Dicke (Membran):	50 µm
Entsorgung:	The worn OXY 1100 sensor must be disposed as ordinary industrial waste
Messbereich:	0,1 - 10 mg/L empfohlener Wert um die Lebensdauer aufrechtzuerhalten