



**Be Right™**



## SC 1000 Beckenrandbefestigung mit Schutzdach

Artikel-Nr.: LZX957  
EUR Preis: Kontakt  
Lieferung innerhalb 1 Woche

---

### Technische Daten

Gewicht: 8,3 kg  
Länge: 1800 mm  
Material: Pole: stainless steel 1.4301;  
Base: stainless steel 1.4308;  
Screw set: stainless steel.  
Messgerät: Suitable for all SC 1000 probe modules (potentially combined with SC 1000 display module).  
Sprachen Bedienungsanleitung: Non verbal instruction sheet.