



**Be Right™**



## SC 200 4 GB SD Card

Artikel-Nr.: 9218100

**VERALTETER ARTIKEL**  
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- LZY520

Zum Speichern und Übertragen von Messdaten und Konfigurations-Informationen.

---

### Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	144 mm x 144 mm x 181 mm
Gewährleistung:	2 Jahre
Länge:	181 mm
Temperaturbereich:	N/A N/A N/A