



## Reagenz-Pulverkissen, FerroVer Eisen, 10 mL, 1000 St.

Artikel-Nr.: 2105728  
EUR Preis: Kontakt  
Verfügbar

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen, 1000 St. Für 10 mL Probe.

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	1000
EPA konform:	Ja
Haltbarkeit:	48 Monate
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C
Messbereich:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Messgerät:	All except DR/3000, DR/2000
Methode:	FerroVer
Methode (Nummer):	8008
Parameter:	Eisen
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	1000 St.