



Be Right™



Molybdän 2 Reagenz-Lösung (100 mL)

Artikel-Nr.: 2352532

EUR Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Für die Bestimmung von Molybdän, 0,02-3,00 mg/L Mo. Für 50 mL Probe.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	Varies
Beschreibung:	Ersatzreagenz für 2440200
Methode:	Ternary Komplex
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	100 mL