



Be Right™



## Molybdat Reagenz Pulverkissen

Artikel-Nr.: 104199  
EUR Preis: Kontakt  
Verfügbar

Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Kieselsäure, hoher Messbereich, 0-100 mg/L SiO<sub>2</sub>.  
Silikomolybdat Methode. Für 25 mL Probe.

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Methode:	Siliziummolybdat
Methode (Nummer):	8185
Parameter:	Kieselsäure
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	100 St.