



Be Right™



## Titrationkartusche (Digital Titrator), Silbernitrat, 1,128 N, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1439701  
EUR Preis: Kontakt  
Verfügbar

Gefahrstoffe



Gebrauchsfertige Titrierlösung für die Chlorid-Bestimmung (Silbernitrat-Methode), 10 - 10000 mg/L Cl<sup>-</sup>.

Ungefähr 40-100 Bestimmungen.

**Genaue Ergebnisse wann und wo sie benötigt werden**

**Schnell und flexibel**

**Vielseitig einsetzbar**

**Kostengünstig**

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	40 - 100
Messbereich:	100 - 10000 mg/L Cl <sup>-</sup>
Methode:	Silbernitrat
Methode (Nummer):	8207
Parameter:	Chlorid
Plattform:	Digital Titrator
Titrant:	1,128 N AgNO <sub>3</sub>