



Be Right™



Kalium 1 Reagenz Pulverkissen, 25 Stück

Artikel-Nr.:

1432198

Gefahrstoffe

EUR Preis:

Kontakt

Verfügbar



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Kalium-Bestimmung, 0,1-7,0 mg/L K. Für 25 mL Probe.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
Methode:	Tetraphenylborat
Methode (Nummer):	8049
Parameter:	Potassium
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	25 St.

Erforderliches Zubehör

- Kalium 2 Reagenzlösung Kissen, 25 Stück (Item 1432298)
- Kalium 3 Reagenz Pulverkissen, 100 St. (Item 1432399)