



Be Right™



Titrationkartusche Schwefelsäure (DT) 0,1600 N, 1 Stück

Artikel-Nr.:

1438801

Gefahrstoffe

EUR Preis:

Kontakt

Verfügbar



Gebrauchsfertige Titrierlösung für die Bestimmung der Alkalinität und Gesamt-Alkalinität, 10 - 160 mg/L CaCO₃

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	40 - 100
EPA konform:	Ja
Messbereich:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Methode:	Phenolphthalein
Methode (Nummer):	8203
Parameter:	Alkalinity
Plattform:	Digital Titrator
Titrant:	0.1600 N H ₂ SO ₄