



Be Right™



Chlor, flüssiger DPD-Reagenziensatz, 0,02-2,00 mg/L Cl₂

Artikel-Nr.:

HPT310

Gefahrstoffe

EUR Preis:

Kontakt

Verfügbar



Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Bemerkungen:	Für die photometrische Auswertung werden 1 Zoll Rundküvetten benötigt.
Beschreibung:	Freies/Gesamt-Chlor
Haltbarkeit:	12 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen:	15 °C - 25 °C
Messbereich:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Methode:	DPD
Parameter:	Chlor
Plattform:	Lösung
Standardmethode:	ISO 7393-2