



Be Right™



Gelöster Sauerstoff, Reagenz, Accuvac, 6-800 µg/L O₂

Artikel-Nr.:

2501025

EUR Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Ampullen mit vordosierten Reagenzien für eine Bestimmung, können direkt als Messküvette verwendet werden. Für die Bestimmung von gelöstem Sauerstoff nach der Carmin-Methode.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Anzahl Bestimmungen: | 25 |
| Messbereich: | 6 - 800 µg/L O ₂ |
| Messgerät: | Alle außer DR/820, PC II |
| Methode: | Indigo Carmin |
| Methode (Nummer): | 8316 |
| Parameter: | Sauerstoff, gelöst |
| Plattform: | Accuvac |
| Volumen / Packungsgröße: | 25 /pk |