



Be Right™



## BSB-Nährstoff-Pufferkissen, 300 mL, 50 Stück

Artikel-Nr.: 1416066  
EUR Preis: Kontakt  
Verfügbar

### BSB-Reagenzien

Für die Zubereitung von BSB5-Verdünnungswasser. Jedes Kissen enthält sowohl den APHA-spezifisierten Puffer als auch Nährstoffe für die Zubereitung von 300 mL Verdünnungswasser. Packung mit 50 Kissen.

---

### Technische Daten

Anwendung:	Zubereitung von Verdünnungswasser
Beschreibung:	Nährstoffe und Puffer
Chemische Formel:	Nährstoffe & Puffer
Gebindeeinstellungen:	Pulverkissen
Parameter:	BSB
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	50 Stück

---

### Erforderliches Zubehör

- BSB-Standardlösung, 300 mg/L, 16 Stück – 10 mL Voluette-Ampullen (Item 1486510)
- Nitrifikationshemmer für BSB, Formel 2533, TCMP, 35 g (Item 253335)
- BSB-Keiminokulum, Polyseed, 50 Kapseln (Item 2918700)