



Be Right™



Phenol 2 Reagenz Pulverkissen

Artikel-Nr.: 183699
EUR Preis: Kontakt
Verfügbar

Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Phenolen nach der 4-Aminoantipyrin-Methode. 100 St.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50
Beschreibung:	Phenol 2 Reagenz Pulverkissen
Haltbarkeit:	60 Monate
Lagerbedingungen:	10 °C - 25 °C
Methode:	4-Aminoantipyrin
Methode (Nummer):	8047
Parameter:	Phenole
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	100 St.