



Be Right™



Iodat-Iodid Digital Titrator Kartusche, 0,3998 N

Artikel-Nr.: 1496101
EUR Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Gebrauchsfertige Titrierlösung für die Bestimmung von Sulfit, 4 - >400 mg/L SO_3 .

Ungefähr 40-100 Bestimmungen.

Genauere Ergebnisse wann und wo sie benötigt werden

Schnell und flexibel

Vielseitig einsetzbar

Kostengünstig

Technische Daten

Messbereich:	0 - 800 mg/L SO_3^{2-}
Methode:	Iodat-Iodid
Parameter:	Sulfit
Plattform:	Digital Titrator
Titrant:	0.3998 N KIO_3 -KI