



Be Right™



Formazin-Trübungsstandard, 4.000 NTU, 100 mL

Artikel-Nr.:

246142

EUR Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Der Trübungsstandard kann verdünnt werden, sodass er mit allen Trübungsmessgeräten von Hach verwendbar ist (TL23, TU52, 2100Q, 2100N, 2100AN series).

Technische Daten

Konzentration:	4000 NTU
Parameter:	Trübung
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	100 mL