



Be Right™



Calibration kit, StablCal® turbidity standards, 2100N / N IS turbidimeter, 500 mL bottles

Artikel-Nr.: 2662100
EUR Preis: Kontakt
Anrufen für Liefertermin

Gefahrstoffe



5 gebrauchsfertige, stabilisierte Formazin Primärstandard-Lösungen in Flaschen. Das Set enthält je 500 mL der folgenden Konzentrationen: <0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU.

Technische Daten

Konzentration: < 0,1, 20, 200, 1,000, 4,000 NTU
Volumen / Packungsgröße: Set