



Be Right™



SpecCheck Gel-Sekundärstandard-Set, Monochloramin/ Freies Ammonium

Artikel-Nr.: 2507500

EUR Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Stabile, gebrauchsfertige Gel-Standards (Set mit 4 Küvetten) für die Photometer-Überprüfung im Labor und vor Ort.

Monochloramin 0,04 - 4,50 mg/L Cl_2 , freies Ammonium 0,2 - 0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$.

Technische Daten

Beschreibung:	Monochloramin/Freies Ammonium
Konzentration:	0,02 - 0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$
Methode:	Indophenol
Parameter:	Monochloramin / Freies Ammonium
Volumen / Packungsgröße:	Satz mit 4 Küvetten