



**Be Right™**



## **KCl-Lösung 3 M (ohne AgCl), 500 mL**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>C20C320</b> |
| EUR Preis:          | Kontakt        |
| Verfügbar           |                |

Füll- und Lagerlösung für kombinierte und Referenz-Elektroden

---

### **Technische Daten**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Haltbarkeit:   | 48 Monate ab Produktionsdatum |
| Konzentration: | 3 M KCl                       |
| Plattform:     | Lösung                        |