



Be Right™



SPADNS Fluorid Reagenz-Lösung 0,02-2,00 mg/L F (1000 mL)

Artikel-Nr.:

44453

Gefahrstoffe

EUR Preis:

Kontakt

Anrufen für Liefertermin



Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	250
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,02 - 2,00 F ⁻
Messgerät:	All except DR/820
Methode:	SPADNS
Methode (Nummer):	8029
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	1000 mL