



Be Right™



PhosVer 3 Phosphat Reagenz Pulverkissen (100 St.)

Artikel-Nr.:

220999

Gefahrstoffe

EUR Preis:

Kontakt

Verfügbar



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Phosphat, Ascorbinsäure-Methode. Für 5 mL Probe.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Methode:	Ascorbic Acid
Parameter:	Phosphate
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	100 St.