



Be Right™



Molybdat Reagenz-Lösung (100 mL)

Artikel-Nr.:

223632

EUR Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Für die Bestimmung von Phosphat (hoher Messbereich).

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Methode:	Amino Acid
Parameter:	Phosphorus, Reactive
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	100 mL

Erforderliches Zubehör

- Aminosäure Reagenz (100 mL) (Item 193432)