



Be Right™



FerroVer Farbscheibe, Eisen, niedriger Messbereich, für Lichtverhältnisse im Innenbereich, 0 - 1 mg/L

Artikel-Nr.: 9263600

EUR Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Farbscheibe zum Messen von Eisen, FerroVer, 0 - 1 mg/L, für Lichtverhältnisse im Innenbereich. Verwendung im Test-Kit Modell IR-18A (Artikelnr. 146500).

Hach Farbscheiben bieten eine der präzisesten Methoden mit visuellem Test-Kit und ermöglichen schnelle, präzise Vergleiche.

Technische Daten

Messbereich (2):	0,02 - 1,0 mg/L Fe
Methode:	Farbscheibe - 1,10 Phenanthrolin
Parameter:	Eisen, mittlerer Messbereich - als Fe