




**Be Right™**



## Farbscheibe Eisen, TPTZ, 0 - 0,2 mg/L

Artikel-Nr.: 9265400

EUR Preis: Kontakt

Anrufen für Liefertermin

Eisen, TPTZ, 0 - 0,2 mg/L Fe, Verwendung in den Kits IR-21, BC-3, PBC-DT.

**Eine der präzisesten Methoden mit visuellem Test-Kit**

**Schnelle und präzise Vergleiche**

---

### Technische Daten

Messbereich (2): 0,0 - 0,2 mg/L Fe