



Be Right™



Test-Kit Chlorid 8-P, 5-100/20-400 mg/L

Artikel-Nr.:
EUR Preis:
Verfügbar

144001
Kontakt

Gefahrstoffe



Chlorid, Einzelparameter Test-Kit, Titration/Tröpfchenzähler (Messbereich: 5 - 100 mg/L) / Silbernitrat (Messbereich: 20 - 400 mg/L), blaue Box aus PP

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Kleinste Schrittweite:	5
Koffertyp:	B
Messbereich:	5 - 100 mg/L Cl ⁻
Messbereich (2):	20 - 400 mg/L Cl ⁻
Methode:	Drop count titration/ Silver nitrate
Parameter:	Chloride - As Cl ⁻
Plattform:	Tropfenzähltest
Test-Kit Modell:	8-P