



Be Right™



## Härte (Gesamtl & Calcium) Test-Kit, Modell HAC-DT

Artikel-Nr.: 2063900

EUR Preis: Kontakt

Anrufen für Liefertermin

Das Kit besteht aus Digital Titrator, Reagenzien und Zubehör, Bedienungsanleitung und Tragekoffer. Messbereich: 10 - 4.000 mg/L. Für jeweils ungefähr 100 Härte-Bestimmungen (Gesamt und Calcium).

**Der Digital Titrator bietet eine höhere Präzision als die Tropfenzähl-Methode, die Wiederholbarkeit ist vergleichbar mit einer Büretten-Titration**

**Das robuste Titrationsgerät eignet sich ideal für die Feld-Analytik, Glasbüretten sind nicht erforderlich**

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100 Ca +100 T
Kleinste Schrittweite:	0.1-10
Koffertyp:	F
Messbereich:	10 - 4,000 mg/L CaCO <sub>3</sub>
Methode:	Digital Titrator/EDTA
Parameter:	Härte, Gesamt & Calcium - als CaCO <sub>3</sub>
Plattform:	Digital Titrator
Test-Kit Modell:	HAC-DT
Versandgewicht:	4

---

### Inhalt

Beinhaltet 6 Reagenzien, Digital Titrator, Röhrchen, Messzylinder, Kolben, Bedienungsanleitung und Tragekoffer.