



## Test Kit, chlorine (free and total), model CN-80

Artikel-Nr.: 2129000  
EUR Preis: Kontakt  
Anrufen für Liefertermin

Gefahrstoffe



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method.

**Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method**

**Achieve fast results with an easy-to-carry test kit**

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Kleinste Schrittweite:	0.02
	0.1
	0.5
Koffertyp:	D
Messbereich:	0 - 0.68 mg/L Cl <sub>2</sub>
Messbereich (2):	0 - 3.4 mg/L Cl <sub>2</sub>
Messbereich (3):	0 - 10 mg/L Cl <sub>2</sub>
Methode:	Color Disc/DPD
Modell:	CN-80
Parameter:	Chlorine, low range - As free & total Cl <sub>2</sub>
	total Cl <sub>2</sub>
	(0-10 mg/L: T only)
Plattform:	Color Disc
Stromversorgung:	NA
Test-Kit Modell:	CN-80 <sup>2</sup>
Versandgewicht:	2.5