



Be Right™



Test-Kit für Gesamt-Chlor, Modell CN-66T

Artikel-Nr.: 223103
EUR Preis: Kontakt
Verfügbar

Messbereich 0,1-3,4 mg/L Cl₂

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Fußnote:	*mg/L unless otherwise noted, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm.
Kleinste Schrittweite:	0,2
Koffertyp:	B
Messbereich:	0 - 3.4 mg/L Cl ₂
Messbereich (2):	NA
Messbereich (3):	NA
Methode:	Farbscheibe/DPD
Modell:	CN-66T
Parameter:	Chlor, niedriger Messbereich - als gesamt Cl ₂
Plattform:	Color Disc
Stromversorgung:	NA
Test-Kit Modell:	CN-66T ²