



Be Right™



Gesamt-Chlor Test Kit (Farbscheibe)

Artikel-Nr.: 1454202

EUR Preis: Kontakt

Anrufen für Liefertermin

Farbvergleichstest für die einfache & kostengünstige Bestimmung von Gesamt-Chlor. Messbereich 0,02-0,7 / 0-3,4 mg/L Cl₂.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100 Total
Kleinste Schrittweite:	0.02
	0.1
Koffertyp:	D
Messbereich:	0.02 - 3.4 mg/L Cl ₂ Cl ₂
Messbereich (2):	0.02 - 0.68 mg/L Cl ₂
Methode:	Farbscheibe/DPD
Parameter:	Gesamt-Chlor, niedriger Messbereich
Plattform:	Color Disc
Test-Kit Modell:	CN-70T
Versandgewicht:	2.5