



Be Right™



Zylinder, mit Skala, zwei Skalen, 1 L

Artikel-Nr.: 2928305

EUR Preis: Kontakt

Anrufen für Liefertermin

Diese Zylinder aus Pyrexglas mit Skala verfügen über zwei Skalen zum Ablesen von oben nach unten oder umgekehrt, auf Ausguss („To Deliver“) kalibriert.

Technische Daten

Gehäusematerial:	Glas
Kapazität:	1.000 mL
Messmethode:	Auf Ausguss („To Deliver“)
Typ:	Double Metric
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils
Zertifizierung:	Klasse A