



Be Right™



Flasche, BSB, 300 mL, 24 Stück

Artikel-Nr.:	62124
EUR Preis:	Kontakt
Anrufen für Liefertermin	

Der Standard für die BSB-Analyse. Flasche aus Borosilikatglas mit aufgeweitetem Rand und geschliffenem Glasstopfen zur Verhinderung von Lufteinschlüssen und zur Wasserabdichtung. Mattiertes Beschriftungsfeld. Stopfen inbegriffen (Größen 60 und 300 mL). Serien-Flaschen in Siebdruck, fortlaufend

Technische Daten

Kapazität:	300 mL
Material:	Borosilikatglas