



Be Right™



## CSB Küvetten-Test 5-60 g/L O<sub>2</sub>

Artikel-Nr.:

LCK914

EUR Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



### LCK Küvetten-Tests: Minimale Reagenzienmenge, maximale Sicherheit.

Gebrauchsfertiger Küvetten-Test mit vordosierten Reagenzien für die photometrische Auswertung. Maximale Sicherheit und einfaches Handling. Umweltschonend durch Minimierung der Reagenzienmengen. Anerkannt für die Eigenkontrolle.

**Präzise und zuverlässige Messergebnisse**

**Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender**

**Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien**

**Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer**

**Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen**

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
Aufschluss erforderlich:	ja
Beschreibung:	Chemischer Sauerstoffbedarf
Gemäß Standard-Methode:	ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Haltbarkeit:	29 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen:	15 - 25 °C (lichtgeschützt lagern)
Messbereich:	5 - 60 g/L O <sub>2</sub>
Methode:	Dichromat
Parameter:	CSB
Plattform:	LCK