



Be Right™



Zink Spur Küvetten-Test 0,02-0,8 mg/L Zn

Artikel-Nr.:

LCS360

Gefahrstoffe

EUR Preis:

Kontakt

Verfügbar



Hach Küvetten-Tests: Minimale Reagenzienmenge, maximale Sicherheit.

Gebrauchsfertig, für maximale Sicherheit, einfaches Handling und photometrische Auswertung, umweltfreundlich

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	24 (Test enthält eine Nulllösung)
Aufschluss erforderlich:	ja, für Zink gesamt
Bemerkungen:	Für die Bestimmung von Zink gesamt muss die Probe vorher mit dem Crack Set LCW902 aufgeschlossen werden.
Haltbarkeit:	12 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen:	15 - 28 °C
Messbereich:	0,02 - 0,8 mg/L Zn
Methode:	PAR
Parameter:	Zink (Spur)
Plattform:	LCK