



Be Right™



CRACK SET Reagenziensatz für Metall-Aufschlüsse

Artikel-Nr.:

LCW902

EUR Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Reagenziensatz für Aufschlüsse von komplex, kolloidal oder ungelöst vorliegenden Metallen in Wasser und Abwasser

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:

50

Beschreibung:

Als Probenvorbereitung für die Gesamt-Metallbestimmung mit

LCK306 Blei, LCK308 Cadmium, LCK321 Eisen, LCK329 Kupfer, LCK337 Nickel, LCK360 Zink, LCK521 Eisen Spur, LCK529 Kupfer Spur, LCK537 Nickel Spur

Haltbarkeit:

36 Monate ab Produktionsdatum

Lagerbedingungen:

15 - 25 °C

Methode:

Saurer Aufschluss mit Oxidationsmittel

Parameter:

Für Blei, Cadmium, Eisen, Kupfer, Nickel, Zink