



Be Right™



Einweg-Becher für pH-Elektroden-Kalibrierung, grün, 30 mL, 80 Stück

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikel-Nr.: | SM5014 |
| EUR Preis: | Kontakt |
| Verfügbar | |

Farbige 30 mL Kunststoffbecher mit Skalierung. Becherfarbe und Puffer-Farbcodierung sind aufeinander abgestimmt, um Verwechslungen auszuschließen. Wirtschaftlich, da während der Kalibrierungsschritte die Verwendung der optimalen Puffermenge gewährleistet ist und ein übermäßiger Verbrauch an Puffer verhindert wird. Sicher, da durch den Einmalgebrauch eine Kontamination verhindert wird.

Erforderliches Zubehör

- Becherhalterung (Item 923-556)
- Bechervorratsbehälter mit Halter (Item 923-656)